

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – CHODÍTKA



*Chodítka čtyřkolové s podpažními podporami
typ:*

252



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – CHODÍTKA



*Chodítka čtyřkolové s podpažními podporami
typ:*

252



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, návčiku chůze, pócrázových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Rám chodítka je vyroben z pochromovaných ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněn polstrovanými podpažními opěrkami a ergonomickými plastovými rukojetmi. Pohyb chodítka zajišťují čtyři otočná kolečka, z nichž zadní dvě jsou vybavena nášlapnou brzdou. Snadné výškové nastavení chodítka (viz. Tabulka rozměrů) umožňují nastavitelné podpažní opěrky a opěrné nohy koleček, které jsou nastavitelné v šesti polohách.

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška (cm)	šířka (cm)
252	98 - 150	56

Chodítko lze jednoduchým způsobem rozložit a následně složit. Při rozkládání chodítka rozevřete boční rámy až do polohy, ve které budou tyto rámy zcela rovnoběžné a následně dotažením aretačních klíčků zajistíte chodítko proti samovolnému složení. Po zajištění přesuňte aretační klíčky do vhodné polohy tak, aby žádným způsobem nebránily v užívání a obsluze chodítka.

K maximálnímu přizpůsobení výšce uživatele lze při nastavení chodítka využít těchto možností :

Výškové nastavení podpažních opěrek : k tomuto nastavení slouží jisticí matice, po jejichž povolení lze opěrky jednotlivě zasunout nebo vysunout a následně utažení zajistit v nově zvolené poloze. Přesnou polohu a šířku mezi podpažními opěrkami lze upravit pomocí jisticích šrobit v horní části opěrek.

Výškové nastavení celého rámu : nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretačních pojistek, jimiž jsou vybaveny opěrné nohy, a to ve dvou bodech proti sobě. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) a uvolnění aretační pojistky, tato pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze.

K zabezpečení stability chodítka v klidové poloze slouží nášlapné brzdy, které jsou aktivovány sešlápnutím přítláčné páky zadních koleček, což vyvolá brzdící účinek způsobenýablokováním těchto koleček proti pohybu.

ÚDRŽBA : Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, plynulé otáčení koleček, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

VAROVÁNÍ : Používejte pro návčik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné nastavení chodítka konzultujte se svým fyzioterapeutem !

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

POUŽITÍ : Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, návčiku chůze, pócrázových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Rám chodítka je vyroben z pochromovaných ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněn polstrovanými podpažními opěrkami a ergonomickými plastovými rukojetmi. Pohyb chodítka zajišťují čtyři otočná kolečka, z nichž zadní dvě jsou vybavena nášlapnou brzdou. Snadné výškové nastavení chodítka (viz. Tabulka rozměrů) umožňují nastavitelné podpažní opěrky a opěrné nohy koleček, které jsou nastavitelné v šesti polohách.

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška (cm)	šířka (cm)
252	98 - 150	56

Chodítko lze jednoduchým způsobem rozložit a následně složit. Při rozkládání chodítka rozevřete boční rámy až do polohy, ve které budou tyto rámy zcela rovnoběžné a následně dotažením aretačních klíčků zajistíte chodítko proti samovolnému složení. Po zajištění přesuňte aretační klíčky do vhodné polohy tak, aby žádným způsobem nebránily v užívání a obsluze chodítka.

K maximálnímu přizpůsobení výšce uživatele lze při nastavení chodítka využít těchto možností :

Výškové nastavení podpažních opěrek : k tomuto nastavení slouží jisticí matice, po jejichž povolení lze opěrky jednotlivě zasunout nebo vysunout a následně utažení zajistit v nově zvolené poloze. Přesnou polohu a šířku mezi podpažními opěrkami lze upravit pomocí jisticích šrobit v horní části opěrek.

Výškové nastavení celého rámu : nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretačních pojistek, jimiž jsou vybaveny opěrné nohy, a to ve dvou bodech proti sobě. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) a uvolnění aretační pojistky, tato pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze.

K zabezpečení stability chodítka v klidové poloze slouží nášlapné brzdy, které jsou aktivovány sešlápnutím přítláčné páky zadních koleček, což vyvolá brzdící účinek způsobenýablokováním těchto koleček proti pohybu.

ÚDRŽBA : Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, plynulé otáčení koleček, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

VAROVÁNÍ : Používejte pro návčik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné nastavení chodítka konzultujte se svým fyzioterapeutem !

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.