

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY A VYBAVENÍ PRO DOMACÍ PÉČI



*Podložky antidekubitní  
typ:*

*620 A,B,C,D  
625 A,B  
626  
627*



*DODAVATEL :*

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00  
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice  
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335  
[www.dmapraha.cz](http://www.dmapraha.cz), e-mail: [dmapraha@dmapraha.cz](mailto:dmapraha@dmapraha.cz)

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY A VYBAVENÍ PRO DOMACÍ PÉČI



*Podložky antidekubitní  
typ:*

*620 A,B,C,D  
625 A,B,  
626  
627*



*DODAVATEL :*

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00  
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice  
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335  
[www.dmapraha.cz](http://www.dmapraha.cz), e-mail: [dmapraha@dmapraha.cz](mailto:dmapraha@dmapraha.cz)

## POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Antidekubitní podložky, které tvoří součást řady ortopedických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility, jsou velmi účinným prostředkem v prevenci a terapii dekubitů. Jsou vhodné především k použití do invalidních vozíků, na klozetová křesla ( sedící osoby ) a pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko. Svým tvarem a provedením umožňují snížit tlak způsobený vahou těla. Tlakové špičky, které působí převážně v oblastech kostních výčnělků, se při použití antidekubitní podložky vyhladí a tlak se rozloží na větší plochu. Zároveň zabezpečují rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s antidekubitní podložkou, čímž je udržován krevní oběh a stálá tělesná teplota. Podložky s označením **625, 626 a 627** jsou vyrobeny z přírodní vlny na pórovitém pleteném podkladu. Podložka s označením **620** je vyrobena z umělých vláken na pórovitém pleteném podkladu. Podložky jsou velmi lehká a vzdušná a mají velmi dobré izolační vlastnosti.

### Tabulka rozměrů :

Typ	Popis a Rozměry ( cm )
<b>620 A</b>	152 * 69
<b>620 B</b>	76 * 69
<b>620 C</b>	69 * 38
<b>620 D</b>	38 * 33
<b>625 A</b>	137 * 69
<b>625 B</b>	69 * 69
<b>626</b>	podložka pod patu
<b>627</b>	podložka pod loket

**ÚDRŽBA :** Podložku lze čistit praním při teplotě do 70 °C. Podložky se nesmí žehlit, obarvovat a čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.

**ZÁRUKA :** Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

## POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Antidekubitní podložky, které tvoří součást řady ortopedických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility, jsou velmi účinným prostředkem v prevenci a terapii dekubitů. Jsou vhodné především k použití do invalidních vozíků, na klozetová křesla ( sedící osoby ) a pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko. Svým tvarem a provedením umožňují snížit tlak způsobený vahou těla. Tlakové špičky, které působí převážně v oblastech kostních výčnělků, se při použití antidekubitní podložky vyhladí a tlak se rozloží na větší plochu. Zároveň zabezpečují rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s antidekubitní podložkou, čímž je udržován krevní oběh a stálá tělesná teplota. Podložky s označením **625, 626 a 627** jsou vyrobeny z přírodní vlny na pórovitém pleteném podkladu. Podložka s označením **620** je vyrobena z umělých vláken na pórovitém pleteném podkladu. Podložky jsou velmi lehká a vzdušná a mají velmi dobré izolační vlastnosti.

### Tabulka rozměrů :

Typ	Popis a Rozměry ( cm )
<b>620 A</b>	152 * 69
<b>620 B</b>	76 * 69
<b>620 C</b>	69 * 38
<b>620 D</b>	38 * 33
<b>625 A</b>	137 * 69
<b>625 B</b>	69 * 69
<b>626</b>	podložka pod patu
<b>627</b>	podložka pod loket

**ÚDRŽBA :** Podložku lze čistit praním při teplotě do 70 °C. Podložky se nesmí žehlit, obarvovat a čistit chemickými prostředky nevhodnými pro vlnu.

**ZÁRUKA :** Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.