

## Zamýšlené použití

Pomoc osobám, které mají potíže vstát a sedat si na WC, nebo s udržením rovnováhy.

## Úvod

Řada skládacích madel Homecraft je vyrobena z práškově lakované ocelové trubky se základní deskou pro její připevnění ke zdi. Všechny modely v této řadě mají nosné madlo zavěšené na desce, která umožňuje sklopení madla a zajištění ve svislé poloze.

Model 091357037 má výškově nastavitelnou nohu, která je vyžadována, když je potřeba další podpěra.

## Návod k použití

Montážní deska má montážní otvory pro připevnění ke zdi. Měla by ji montovat kompetentní osoba a připevnit ji ke zdi tak, aby unesla svislé zatížení a pákový efekt, kterými bude uživatel působit na madlo.



Západka

Nastavení nohy (pouze 091357037)

Chcete-li upravit výšku, uchopte „západku“ mezi palcem a ukazováčkem a vytáhněte ji.

Vysuňte nohu do požadované polohy a zatlačte sponu pevně zpět do otvoru.

Noha se nastavuje do 8 poloh po 25 mm. Nastavení nohy 725 - 925 mm.

**POZNÁMKA:** Před připevněním montážní desky ke zdi nastavte výšku nohy a madla.

## Údržba

Sklopná madla Homecraft jsou navržena tak, aby vyžadovala minimální údržbu. Postačí občasné otření měkkým hadříkem. Používejte neutrální univerzální čisticí prostředky a teplou vodu. Nepoužívejte drsné abrazivní prostředky ani čisticí prostředky na bázi bělidla, které mohou způsobit poškození nebo změnu barvy. Pravidelně kontrolujte pevné upevnění nástěnné desky a otočného bodu madla.

## Specifikace

Č. modelu	Délka	Max. nosnost	
091357029	750 mm	114 kg	Skládací madlo s upevněním na zed' - standardní
091357037	740 mm	125 kg	Skládací madlo s podpěrnou nohou

## Informace o záruce

Sklopná madla Homecraft jsou kryta zárukou trvající po dobu jednoho roku od data koupě. Tato záruka se vztahuje na dílenské zpracování a materiály. Pokud zjistíte závadu, obraťte se prosím na svého dodavatele / prodejce. Záruka se nevztahuje na následné náklady plynoucí z vyřizování reklamace, především ne pak na náklady za dopravu a cestování, ztrátu na výděleku a další výdaje.

Výrobce nepřejímá odpovědnost za případné škody ani poranění způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením výše uvedených pokynů.



091357029(506 A)



091357037 (506D)

## ⚠ Upozornění

- Zajistěte, aby bylo zvolené madlo vhodné pro použití zamýšleným uživatelem
- Všechna madla by měla instalovat osoba, která má vhodnou kvalifikaci a / nebo zkušenosti s instalací tohoto typu výrobku, která může ověřit, že je madlo správně namontováno.
- Před každým použitím se ujistěte, že je madlo bezpečné, než jej zatížíte.
- Před každým použitím se ujistěte, že je madlo suché.

**Návod k použití je k dispozici i ve verzi s velkými znaky. Pokud tuto verzi požadujete, obraťte se prosím na zákaznické středisko Performance Health, kde vám zajistí výtisk.**

**Tento návod prosím uschovejte pro budoucí použití.**

**Performance Health International Ltd.**  
Nunn Brook Road, Huthwaite,  
Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17  
2HU, UK.

UK:  
Tel: 03448 730 035  
Fax: 03448 730 100  
[www.performancehealth.co.uk](http://www.performancehealth.co.uk)

**International:**  
Tel: +44 1623 448 706  
Fax: +44 1623 448 784

**Performance Health Supply, Inc.**  
W68 N158 Evergreen Blvd.  
Cedarburg, WI 53012, USA  
[www.performancehealth.com](http://www.performancehealth.com)

**Performance Health ANZ**  
Unit 3, 3 Basalt Road, Pemulwuy NSW,  
Australia 2145.  
Tel: 1300 473 422  
Fax: 1300 766 473  
[www.performhealth.com.au](http://www.performhealth.com.au)

**Performance Health France**  
13 rue Andre Pingat, CS 10045, 51724  
Reims Cedex, France  
Tel: 00(33) 03 10 00 79 30  
Fax: 00(33) 03 54 70 04 34  
[www.performancehealth.fr](http://www.performancehealth.fr)

