



Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)
Kód výrobku: 3510, 3514, 3521 & 3522 (A, D & AD)
Výrobek: Stohovatelné toaletní křeslo



SPECIFIKACE

Zobrazený model: 3510



Celková hloubka: 53 cm
Celková šířka: 55 cm
Celková výška: 84 cm
Hloubka sedu: 41 cm
Šířka sedu: 36 cm
Výška sedu (bez podložky): 51 cm
Výška sedu (s podložkou): 53 cm

Nastavitelný rozsah výšky (3510A): 66 cm
Hmotnost výrobku: 7 kg
Max. hmotnost uživatele: 133 kg

Zobrazený model: 3521



Celková hloubka: 53 cm
Celková šířka: 56 cm
Celková výška: 89 cm
Hloubka sedu: 43 cm
Šířka sedu: 43 cm
Výška sedu (bez podložky): 52 cm
Výška sedu (s podložkou): 55 cm

Nastavitelný rozsah výšky (3521A): 52 - 67 cm
Hmotnost výrobku: 8 kg
Max. hmotnost uživatele: 133 kg

POPIS

Přenosná toaletní křesla s 5 litrovým nočníkem a víkem, sklopným záchodovým sedákem a polstrovaným krytem sedadel, která lze také stohovat. 3510, 3521 & 3522: Toaletní křesla mohou být dodávána s výškově nastavitelnými nohama (A), odnímatelnými loketními područkami (D) nebo obojím (AD).

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Používá se jako přenosné toaletní křeslo se snadno odnímatelným toaletním příslušenstvím. S nasazeným krytem sedáku je případně lze krátkodobě používat jako židli vedle postele, ačkoli to není jeho primární účel.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím křesla odstraňte kryt sedadla a víko nočníku. Chcete-li odebrat nočník, vyjměte polstrované sedadlo a zvedněte nočník za rukojeť.

NASTAVENÍ

Pokud je vybaveno teleskopickými nohama, lze je nastavovat individuálně tak, že odeberete sponu ve tvaru podkovy, posunete prodlužovací nástavec do nové polohy a následně vložíte sponu zpět. Nohy vždy seřídíte tak, aby byly všechny stejné vysoké. Pokud je křeslo vybaveno odnímatelnými loketními opěrkami, jednoduše opěrky nadzvedněte směrem nahoru z konzolí.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499





Zobrazený model: 3522A



Celková hloubka: 53 cm
Celková šířka: 56 cm
Celková výška: 88 cm
Hloubka sedu: 37 cm
Šířka sedu: 37 cm
Výška sedu (bez podložky) 53 cm
Výška sedu (s podložkou): 57 cm

Nastavitelný rozsah výšky (3522A): 57-72 cm

Hmotnost výrobku: 8 kg

Max. hmotnost uživatele: 133 kg

Zobrazený model: 3514



Celková hloubka: 56 cm
Celková šířka: 57 cm
Celková výška: 82 cm
Hloubka sedu: 48 cm
Šířka sedu: 41 cm
Výška sedu (bez podložky) 51 cm
Výška sedu (s podložkou): 55 cm

Hmotnost výrobku: 7 kg

Max. hmotnost uživatele: 133 kg

Pokud máte s tímto výrobkem problémy,
uvedte prosím sériové číslo,
které naleznete na křesle.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nepoužívejte toaletní křeslo na nerovném nebo šikmém povrchu.

Nestůjte na křesle.

Přesvědčte se, zda byly všechny nohy nastaveny na stejnou výšku. Spočítejte počet otvorů, které vidíte.

ČIŠTĚNÍ

Po každém použití očistěte hadříkem a jemným čisticím / dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Rám výrobku (kromě úchytnů na berle) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.

Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

PROBLÉMY/OTÁZKY

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499

