

Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

Kód výrobku: 5710

Výrobek: Stolek přes postel Daleside



Zobrazený model: 5710

SPECIFIKACE

Hloubka: 46 cm

Šířka rámu: 81-141 cm

Šířka stolku: 72 cm

Výška: 69-92 cm

Hmotnost výrobku: 13 kg

Max. hmotnost uživatele: 15 kg

POPIS

Stolek přes postel vyrobený v chromované a epoxidově potažené oceli. Vybaven čtyřmi brzděnými kolečky, laminátovou deskou a samostatným bočním stolkem. Hlavní stůl lze naklopit pod úhlem. Má také nastavitelnou šířku i výšku. K dispozici je příslušenství, které umožní, aby se dal výrobek použít na posteli o šířce 1,5 m. Dodává se jako plochý balíček.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Stůl Daleside lze použít přes postel nebo křeslo a slouží jako pomůcka při jezení, pití nebo čtení. Samostatný boční stolek je pevný, takže poskytuje stabilní podporu, když je hlavní stůl nakloněn.

NÁVOD K POUŽITÍ

V případě, že je stolek dodán jako plochý balíček, smontujte jej následujícím způsobem: Umístěte hlavní stůl vzhůru nohama na čistou podlahu. Posuňte chromové podpěry ve tvaru L s 5 otvory nahoru do černé čtvercové části stolu. Podpěry L se zastaví, jakmile pružinové tlačítko dosáhne dorazového otvoru. Šířka bude nyní maximální. Nasadte černé nohy základny na chromové podpěry ve tvaru L a ujistěte se, že je nejdelší část nohy co nejdále od závěsu stolku.

Otočte stolek do svislé polohy.

Nastavte požadovanou výšku výběrem některého z 5 otvorů, ruční knoflík by měl být úplně zašroubován, ujistěte se, že jsou obě strany nastaveny na stejnou výšku. Nastavení šířky se mění tak, že zvednete stolní desku, čímž získáte přístup k pružinovým tlačítkům na obou stranách. Stiskněte je a zasuňte nohy do požadovaného nastavení a utáhněte šrouby. (NEUTAHUJTE PŘÍLIŠ SILNĚ)

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



<p>Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na stolku.</p>	<p>Úhel naklonění hlavního stolu se nastavuje zvednutím chromové podpěry ve tvaru U na přední hraně stolu a zastavením stolu v požadovaném úhlu. Chcete-li uvolnit úhel a stolek snížit, vytáhněte stůl do zcela vysunutě polohy a poté spusťte.</p> <p>Když je stolek v požadované poloze, zablokujte čtyři kolečka, zatlačením na páčku nad každým kolečkem. Pro uvolnění brzdy zatáhněte páčku nahoru.</p> <p><u>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ</u></p> <p>Ujistěte se, že je stolek na rovnoměrném povrchu.</p> <p>Zkontrolujte, že jsou ruční kolečka dostatečně utažena. Na stole neseďte.</p> <p><u>ČIŠTĚNÍ</u></p> <p>K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Zkontrolujte opotřebení koleček a možné zachycení materiálu.</p> <p><u>ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU</u></p> <p>Rám výrobku (kromě koleček) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.</p> <p><u>PROBLÉMY/OTÁZKY</u></p> <p>Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.</p>
--	---