



Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

Kód výrobku: 5718 & 5719 včetně A, /EX & /LB

Výrobek: Křeslo s vysokým opěradlem



SPECIFIKACE

Celková výška: 117-133 cm

Celková hloubka: 69 cm

Celková šířka: 60 cm

Celková šířka verze /EX: 70 cm

Výška sedu: 41-56 cm

Hloubka sedu: 43 cm

Šířka sedu: 49 cm

Celková šířka verze /EX: 62 cm

Hmotnost výrobku: 14 kg

Max. hmotnost uživatele: 160 kg



Zobrazený model: 5718

POPIS

Křeslo s vysokým opěradlem je k dispozici ve vinylovém a draylonovém provedení jako obyčejné křeslo nebo ušák. K dispozici jako obyčejné křeslo/ušák, s/bez bederní opěrky zad a v extra široké verzi. Poloha sedáku a opěradla je pevná, ale nohy jsou výškově nastavitelné.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Pro pohodlí při sezení, s vysokým opěradlem pro větší podporu.

NÁVOD K POUŽITÍ

Sezení:

Přistupte ke křeslu, otočte se a ucítíte přední část křesla na zadní části vašich nohou.

Obě ruce položte na loketní opěrky a opatrně si na křeslo sedněte.

Stání:

Obě ruce položte na loketní opěrky a zatlačte do polohy pro stání.

NASTAVENÍ

Nohy lze nastavovat individuálně tak, že odeberete sponu ve tvaru podkovy, posunete prodlužovací nástavec do nové polohy a následně vložíte sponu zpět. Nohy vždy seřídte tak, aby byly všechny stejné vysoké.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Vždy umístěte na rovnou podlahu.

Ujistěte se, že jsou všechny nohy nastaveny na stejnou výšku.

Nestůjte na křesle.

Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

ČIŠTĚNÍ

K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499





Zobrazený model: 5718/LB



Zobrazený model: 5719

Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na křesle.

Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy výrobek očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným klzkým povrchem.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Rám výrobku (kromě úchytů na berle) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.

Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

PROBLÉMY/OTÁZKY

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499

