

# NÁVOD K POUŽITÍ

PEDÁLOVÁ POMŮCKA PRO REHABILITACI

# 350



CE

## POUŽITÍ

Pedálová pomůcka tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména pro rehabilitaci dolních končetin na lůžku, nebo v sedě při poúrazových a pooperačních stavech.

## POPIS

Konstrukce pedálové pomůcky je vyrobena z povrchově upravených ocelových trubek (provedení chrom). Pedály s protiskluzovou povrchovou úpravou a nastavitelnou přezkou jsou umístěny do ložiska s možností nastavení odporu otáčení. Opěrné nohy pedálové pomůcky jsou opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním konzultujte vhodnost použití a zátěž s ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

## OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části pedálové pomůcky, tj. konstrukci s plastovou maticí a pedály s fixačními přezkami.

## NASTAVENÍ ZÁTĚŽE

Požadovanou zátěž, tj. obtížnost otáčení pedálů, nastavte otáčením aretační plastové matice (A) po/proti směru hodinových ručiček. Pro lepší fixaci dolních končetin na pedálech utáhněte/povolte fixační přezky.



Nastavení zátěže

## ÚDRŽBA

Pedálovou pomůcku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jisticích prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

**SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, vždy kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

**ZÁRUKA**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

**UPOZORNĚNÍ**

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

