



Návod k použití BA-7172 (Mobilní sprchový set)

Přečtěte si a uchovejte tento návod, poskytuje základní informace pro správné a bezpečné použití.

Tento návod je pouze vodítkem.

ÚVOD

Mobilní sprchový set je ideálním výrobkem pro pečovatele, který pomáhá s mytím pacientů, aniž by se pacienti museli zvednout z postele. Sprchový set může být zavěšen na straně postele. Sprchová hlavice je vybavena vypínačem, takže uživatel má plnou kontrolu nad průtokem vody.

Může se používat s nafukovacím umyvadlem na mytí hlavy jako pomůcka pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko nebo invalidní pacienty při mytí hlavy bez nutnosti zvedat je z postele.

SPECIFIKACE

Kapacita	Délka hadice	Hmotnost	Materiál
20 lb	2030 mm	600 g	PVC

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Standardní přívod vody: stiskněte vypínač on/off pro spuštění přívodu vody; uvolněním vypínače on/off zastavte přívod vody.
2. Pro nepřetržitý přívod vody: stiskněte vypínač on/off a mírným zatlačením směrem dopředu jej zajistěte, uvolněte vypínač on/off pro spuštění přívodu vody.

VAROVÁNÍ

- Naplňujte pouze teplou nebo studenou vodu, neplňte horkou vodu.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození.
-

ÚDRŽBA

Po použití vypusťte vodu a zavěste vak tak, aby vyschnul. Před uskladněním se ujistěte, že je vak suchý. Sprchovací hadici neskládejte.

