

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – BERLE



*Berle francouzské předloketní duralové dětské  
typ:*

*121 JD-A*



*DODAVATEL :*

---

**DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00**  
**Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice**  
**tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335**  
***www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz***

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – BERLE



*Berle francouzské předloketní duralové dětské  
typ:*

*121 JD-A*



*DODAVATEL :*

---

**DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00**  
**Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice**  
**tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335**  
***www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz***

**POUŽITÍ :** Berle jsou určeny pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následně rehabilitaci.

**POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :**

Konstrukce berle je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti, doplněna pohodlnými ergonomickými plastovými rukojetmi a uzavřenými sklopnými opěrkami (typ **121 JD-A** - přidržují berli v předloktí)  
Berle jsou výškově nastavitelné od rukojeti k zemi a od rukojeti k opěrce předloktí (viz.Tabulka rozměrů). Berle jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

**Tabulka rozměrů :**

Typ	Nastavení od rukojeti k zemi (cm)	Délka od rukojeti k Opěrce (cm)	Celková délka ( cm )
121 JD-A	54 - 79	18 - 22	70 - 101

Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky opěrné nohy ve dvou bodech proti sobě. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) a uvolnění aretační pojistky, tato pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze.

**ÚDRŽBA :** Berli lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty. V případě nutnosti výměny opotřebovaných pryžových nástavců použijte: **100 CTC**

**VAROVÁNÍ :** Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí- **nebezpečí úrazu !** Používejte pro nácvik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné nastavení berlí konzultujte s odborným prodejcem nebo Vaším fyzioterapeutem !

**ZÁRUKA :** Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

**POUŽITÍ :** Berle jsou určeny pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvik chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následně rehabilitaci.

**POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :**

Konstrukce berle je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti, doplněna pohodlnými ergonomickými plastovými rukojetmi a uzavřenými sklopnými opěrkami (typ **121 JD-A** - přidržují berli v předloktí)  
Berle jsou výškově nastavitelné od rukojeti k zemi a od rukojeti k opěrce předloktí (viz.Tabulka rozměrů). Berle jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

**Tabulka rozměrů :**

Typ	Nastavení od rukojeti k zemi (cm)	Délka od rukojeti k Opěrce (cm)	Celková délka ( cm )
121 JD-A	54 - 79	18 - 22	70 - 101

Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky opěrné nohy ve dvou bodech proti sobě. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) a uvolnění aretační pojistky, tato pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze.

**ÚDRŽBA :** Berli lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty. V případě nutnosti výměny opotřebovaných pryžových nástavců použijte: **100 CTC**

**VAROVÁNÍ :** Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí- **nebezpečí úrazu !** Používejte pro nácvik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné nastavení berlí konzultujte s odborným prodejcem nebo Vaším fyzioterapeutem !

**ZÁRUKA :** Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.