

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – BERLE



*Berle francouzské předloketní duralové
typ:*

*222 KL
222 KL-C
222 KL-S
222 KL-SC
222 KL-A
222 KL-ASC*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – BERLE



*Berle francouzské předloketní duralové
typ:*

*222 KL
222 KL-C
222 KL-S
222 KL-SC
222 KL-A
222 KL-ASC*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : Berle jsou určeny pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následně rehabilitaci.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Konstrukce berle je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti, doplněna pohodlnými anatomickými rukojeťmi (typ **222 KL-A, KL-ASC** lépe rozkládají tlak působící na dlaně) nebo ergonomickými rukojeťmi (typ **222 KL, 222 KL-S, KL-C, KL-SC**). Rukojeti u typů berlí s označením A v názvu jsou anatomické. Berle jsou výškově nastavitelné od rukojeti k zemi. Berle jsou ve spodní části opatřeny stahovací maticí tlumící klapání berla a pryžovými vyztuženými protiskluzovými nástavci.

Tabulka rozměrů :

Typ	Nastavení od rukojeti k zemi(cm)	Délka od rukojeti k opěrce(cm)
222 KL	76 - 96	23
222 KL-C	76 - 96	23
222 KL-S	76 - 96	23
222 KL-SC	76 - 96	23
222 KL-A	76 - 96	23
222 KL-ASC	76 - 96	23

Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí povolením stahovací matice a vytažením aretační pojistky opěrné nohy. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) zasuňte aretační pojistku a dotáhněte stahovací matici.

ÚDRŽBA : Berlí lze čistit a udržovat běžnými čisticími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty. V případě nutnosti výměny opotřebovaných pryžových nástavců použijte: **100 CTB/C**

VAROVÁNÍ : Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí- **nebezpečí úrazu !** Používejte pro nácvičku chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné nastavení berlí konzultujte s odborným prodejcem nebo Vaším fyzioterapeutem !

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

POUŽITÍ : Berle jsou určeny pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následně rehabilitaci.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Konstrukce berle je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti, doplněna pohodlnými anatomickými rukojeťmi (typ **222 KL-A, KL-ASC** lépe rozkládají tlak působící na dlaně) nebo ergonomickými rukojeťmi (typ **222 KL, 222 KL-S, KL-C, KL-SC**). Rukojeti u typů berlí s označením A v názvu jsou anatomické. Berle jsou výškově nastavitelné od rukojeti k zemi. Berle jsou ve spodní části opatřeny stahovací maticí tlumící klapání berla a pryžovými vyztuženými protiskluzovými nástavci.

Tabulka rozměrů :

Typ	Nastavení od rukojeti k zemi(cm)	Délka od rukojeti k opěrce(cm)
222 KL	76 - 96	23
222 KL-C	76 - 96	23
222 KL-S	76 - 96	23
222 KL-SC	76 - 96	23
222 KL-A	76 - 96	23
222 KL-ASC	76 - 96	23

Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí povolením stahovací matice a vytažením aretační pojistky opěrné nohy. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) zasuňte aretační pojistku a dotáhněte stahovací matici.

ÚDRŽBA : Berlí lze čistit a udržovat běžnými čisticími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty. V případě nutnosti výměny opotřebovaných pryžových nástavců použijte: **100 CTB/C**

VAROVÁNÍ : Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí- **nebezpečí úrazu !** Používejte pro nácvičku chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné nastavení berlí konzultujte s odborným prodejcem nebo Vaším fyzioterapeutem !

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.