

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – HOLE



*Hole podpůrné duralové
typ:*

*405
405 A
415
415 A*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – HOLE



*Hole podpůrné duralové
typ:*

*405
405 A
415
415 A*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : *Hole jsou určeny pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, návčiku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.*

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Konstrukce hole je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti doplněna pohodlnými anatomickými rukojeťmi (typ 415 a 415 A lépe rozkládají tlak působící na dlaň) nebo ergonomickými rukojeťmi (typ 405 a 405 A). Hole jsou výškově nastavitelné od rukojeti k zemi. Hole jsou ve spodní části opatřeny stahovací maticí tlumící klepání hole a pryžovými vyztuženými protiskluzovými nástavci.

***Hole se dodávají v 15 barevných provedení !!**
stříbrná matná, modrá metalická, červená metalická, zelená metalická, purpurová metalická, bronzová metalická, červená, modrá, tyrkysová, purpurová, černá, žlutá, fialová, růžová, hnědá*

Tabulka rozměrů :

Typ	Nastavení od opěrky k zemi (cm)
405	100
405 A	79 –99
415	100
415 A	78 - 98

Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí povolením stahovací matice a vytažením aretační pojistky opěrné nohy. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) zasuňte aretační pojistku a dotáhněte stahovací matici.

ÚDRŽBA : *Hole lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty. V případě nutnosti výměny opotřebovaných pryžových nástavců použijte: 100 CTB/C*

VAROVÁNÍ : *Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí- nebezpečí úrazu ! Používejte pro návčik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné nastavení berlí konzultujte s odborným prodejcem nebo Vaším fyzioterapeutem !*

ZÁRUKA : *Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.*

POUŽITÍ : *Hole jsou určeny pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, návčiku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.*

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Konstrukce hole je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti doplněna pohodlnými anatomickými rukojeťmi (typ 415 a 415 A lépe rozkládají tlak působící na dlaň) nebo ergonomickými rukojeťmi (typ 405 a 405 A). Hole jsou výškově nastavitelné od rukojeti k zemi. Hole jsou ve spodní části opatřeny stahovací maticí tlumící klepání hole a pryžovými vyztuženými protiskluzovými nástavci.

***Hole se dodávají v 15 barevných provedení !!**
stříbrná matná, modrá metalická, červená metalická, zelená metalická, purpurová metalická, bronzová metalická, červená, modrá, tyrkysová, purpurová, černá, žlutá, fialová, růžová, hnědá*

Tabulka rozměrů :

Typ	Nastavení od opěrky k zemi (cm)
405	100
405 A	79 –99
415	100
415 A	78 - 98

Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí povolením stahovací matice a vytažením aretační pojistky opěrné nohy. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) zasuňte aretační pojistku a dotáhněte stahovací matici.

ÚDRŽBA : *Hole lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty. V případě nutnosti výměny opotřebovaných pryžových nástavců použijte: 100 CTB/C*

VAROVÁNÍ : *Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí- nebezpečí úrazu ! Používejte pro návčik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné nastavení berlí konzultujte s odborným prodejcem nebo Vaším fyzioterapeutem !*

ZÁRUKA : *Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.*