

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – HOLE



*Hole podpůrné tříbodové
typ:*

*420 A
474 A
474 AM*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY K CHŮZI – HOLE



*Hole podpůrné tříbodové
typ:*

*420 A
474 A
474 AM*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : *Hole jsou určeny pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, návniku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následně rehabilitaci.*

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Konstrukce hole je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti, doplněna pohodlnými ergonomickými plastovými rukojeťmi. Vícebodové opěrné nohy zvyšující stabilitu hole jsou výškově nastavitelné od rukojeti k zemi (viz. Tabulka rozměrů). Hole jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

Tabulka rozměrů :

Typ	Nastavení od rukojeti k zemi (cm)	Nosnost (kg)
420 A	66 – 91	125
474 A	75 – 100	125
474 AM	dětská 57 – 75	125

Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky opěrné nohy ve dvou bodech proti sobě. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) a uvolnění aretační pojistky, tato pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze.

ÚDRŽBA : *Hole lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty. V případě nutnosti výměny opotřebovaných pryžových nástavců použijte: 100 CTB*

VAROVÁNÍ : *Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí- nebezpečí úrazu ! Používejte pro návnik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné nastavení hole konzultujte s odborným prodejcem nebo Vaším fyzioterapeutem !*

ZÁRUKA : *Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.*

POUŽITÍ : *Hole jsou určeny pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, návniku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následně rehabilitaci.*

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Konstrukce hole je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti, doplněna pohodlnými ergonomickými plastovými rukojeťmi. Vícebodové opěrné nohy zvyšující stabilitu hole jsou výškově nastavitelné od rukojeti k zemi (viz. Tabulka rozměrů). Hole jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

Tabulka rozměrů :

Typ	Nastavení od rukojeti k zemi (cm)	Nosnost (kg)
420 A	66 – 91	125
474 A	75 – 100	125
474 AM	dětská 57 – 75	125

Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky opěrné nohy ve dvou bodech proti sobě. Po následném nastavení nově zvolené polohy (vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy) a uvolnění aretační pojistky, tato pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze.

ÚDRŽBA : *Hole lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty. V případě nutnosti výměny opotřebovaných pryžových nástavců použijte: 100 CTB*

VAROVÁNÍ : *Prosím dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí- nebezpečí úrazu ! Používejte pro návnik chůze vhodnou obuv s pevnou patou ! Správné nastavení hole konzultujte s odborným prodejcem nebo Vaším fyzioterapeutem !*

ZÁRUKA : *Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.*