

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY A VYBAVENÍ PRO DOM.PÉCI - STOLICKY



*Stolička s podnožkou k vaně
typ:*

*601
602
4055*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY A VYBAVENÍ PRO DOM.PÉCI – STOLICKY



*Stolička s podnožkou k vaně
typ:*

*601
602
4055*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : *Stolička je určena pro snadnější překonávání výškových rozdílů. Používá se např. jako stolička k vaně a sprchovému koutu.*

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Konstrukce stoličky typ 601 a 602 je vyrobena z pochromovaných ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněna ve spodní části protiskluzovými nástavci, které dodávají vysokou stabilitu. Nášlapná část je z tvrzené gumy, která má protiskluzovou úpravu. Výška stupně je 23 cm. Typ 602 má navíc podpůrné madlo. Je přichyceno čtyřmi šrouby ke konstrukci stoličky. Toto madlo slouží jako opora při používání stoličky. Konstrukce stoličky 4055 je vyrobena z povrchově upravených ocelových trubek s komaxitovým nástřikem (barva bílá), doplněna ve spodní části protiskluzovými nástavci, které dodávají vysokou stabilitu. Nášlapná plastová část má protiskluzovou úpravu.

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška (cm) stupně /s madlem	Rozměry stupně (cm)	Nosnost (kg)
601	23	36 / 29	160
602	23 / 96	36 / 29	160
4055	20	40 / 25	100

ÚDRŽBA : *Stoličku nevystavujte dlouhodobému působení vlhkosti, po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Stoličku lze čistit a udržovat běžnými čisticími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla*

VAROVÁNÍ : *Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav přísavek ! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluznou podložkou a madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.*

ZÁRUKA : *Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny*

POUŽITÍ : *Stolička je určena pro snadnější překonávání výškových rozdílů. Používá se např. jako stolička k vaně a sprchovému koutu.*

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Konstrukce stoličky typ 601 a 602 je vyrobena z pochromovaných ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněna ve spodní části protiskluzovými nástavci, které dodávají vysokou stabilitu. Nášlapná část je z tvrzené gumy, která má protiskluzovou úpravu. Výška stupně je 23 cm. Typ 602 má navíc podpůrné madlo. Je přichyceno čtyřmi šrouby ke konstrukci stoličky. Toto madlo slouží jako opora při používání stoličky. Konstrukce stoličky 4055 je vyrobena z povrchově upravených ocelových trubek s komaxitovým nástřikem (barva bílá), doplněna ve spodní části protiskluzovými nástavci, které dodávají vysokou stabilitu. Nášlapná plastová část má protiskluzovou úpravu.

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška (cm) stupně /s madlem	Rozměry stupně (cm)	Nosnost (kg)
601	23	36 / 29	160
602	23 / 96	36 / 29	160
4055	20	40 / 25	100

ÚDRŽBA : *Stoličku nevystavujte dlouhodobému působení vlhkosti, po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Stoličku lze čistit a udržovat běžnými čisticími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla*

VAROVÁNÍ : *Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav přísavek ! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluznou podložkou a madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.*

ZÁRUKA : *Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny*