

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY A VYBAVENÍ PRO DOMACÍ PÉČI



Noční stolek k lůžku
typ:

Casa Randy 1
Casa Randy 2



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

POMŮCKY A VYBAVENÍ PRO DOMACÍ PÉČI



Noční stolek k lůžku
typ:

Casa Randy 1
Casa Randy 2



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : *Noční stolek se používá jako doplněk pro pacienty upoutané na lůžko. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen používat standartní nábytek a jídelní stůl. Svoji konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony na lůžku a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.*

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

*Noční stolek je vyroben z přírodního vrstveného buku. Ve spodní části se nachází čtyři otočné kolečky s brzdou. Spodní skříňka a praktická zásuvka umožňují odložení drobných věcí. Typ **Casa Randy 1** má integrovanou výklopnou pracovní desku s vyvýšeným okrajem. U Typu **Casa Randy 2** se nachází vyklapná, výškově nastavitelná a naklápěcí pracovní deska s vyvýšeným okrajem.*

Tabulka rozměrů :

Typ	Rozměry stolku (cm)	Pracovní deska (cm)
Casa Randy 1	53 x45 x 87	66 x 35
Casa Randy 2	53 x45 x 87	59 x 32

K výškovému nastavení pracovní desky slouží 2 jistící pojistky, které lze po povolení jednotlivě zasunout nebo vysunout a po následném zajištění zvolit novou výšku a úhel pracovní desky.

ÚDRŽBA : *Stolek k lůžku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla.*

VAROVÁNÍ : *Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, stav koleček atd.*

ZÁRUKA : *Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.*

POUŽITÍ : *Noční stolek se používá jako doplněk pro pacienty upoutané na lůžko. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen používat standartní nábytek a jídelní stůl. Svoji konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony na lůžku a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.*

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

*Noční stolek je vyroben z přírodního vrstveného buku. Ve spodní části se nachází čtyři otočné kolečky s brzdou. Spodní skříňka a praktická zásuvka umožňují odložení drobných věcí. Typ **Casa Randy 1** má integrovanou výklopnou pracovní desku s vyvýšeným okrajem. U Typu **Casa Randy 2** se nachází vyklapná, výškově nastavitelná a naklápěcí pracovní deska s vyvýšeným okrajem.*

Tabulka rozměrů :

Typ	Rozměry stolku (cm)	Pracovní deska (cm)
Casa Randy 1	53 x45 x 87	66 x 35
Casa Randy 2	53 x45 x 87	59 x 32

K výškovému nastavení pracovní desky slouží 2 jistící pojistky, které lze po povolení jednotlivě zasunout nebo vysunout a po následném zajištění zvolit novou výšku a úhel pracovní desky.

ÚDRŽBA : *Stolek k lůžku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla.*

VAROVÁNÍ : *Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, stav koleček atd.*

ZÁRUKA : *Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.*